

[Validado Por Kd] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Aurora B Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Gd4

Número de artículo: CM0004060



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Aurora B [Validado por KD] fiable, adecuado para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA. Detecta la quinasa Aurora B en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudios sobre mitosis, segregación cromosómica y citocinesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo Aurora B [Validado por KD]
Observaciones/Alias	AIK2; AIM1; ARK2; AurB; IPL1; STK5; AIM-1; ARK-2; STK-1; STK12; PPP1R48; aurkb-sv1; aurkb-sv2; Aurora B [Validado por KD]
Especie	Humano
GeneID (humano)	9212
GeneID	9212
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la Aurora B humana (NP_004208.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96GD4
Peso Molecular de la Proteína	39kDa
Envío	Bolsa de hielo