

[Kd Validado] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Bcl-2 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P10415

Número de artículo: CM0002068



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Bcl-2 de alta especificidad [KD Validado] validado para WB, IHC-P, IP, ELISA. Reconoce Bcl-2 humano y de ratón con un peso predicho de 26 kDa. Ideal para investigación en apoptosis y autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KD Validado] Anticuerpo Monoclonal de Conejo Bcl-2
Observaciones/Alias	Bcl-2; PPP1R50
Especies	Humano
GeneID (Humano)	596
GeneID	596
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-211 de Bcl-2 humano (P10415).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P10415
Peso Proteico	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo