


Anticuerpo Monoclonal Kd Validado Contra Bub1 Para Wb, Elisa - O43683

Número de artículo: CM0006775



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KD contra BUB1 humano, adecuado para Western blot y ELISA. Esencial para el punto de control del huso mitótico y la alineación de cromosomas durante la mitosis. Reacciona de forma cruzada con humanos. Peso molecular aproximado de la proteína: ~115-122 KDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KD Validado] BUB1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	BUB1A, BUB1L, hBUB1, MCPH30, KD Validated BUB1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	699
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-150 de BUB1 humano. (NP_004327.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O43683
Peso molecular de la proteína	115 KDa / 120 KDa / 122 KDa
Envío	Bolsa de hielo