

## [Kd Validado] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Caseína Quinasa 2 Alfa (Csnk2A1) Para Wb Y Elisa - P68400

Número de artículo: CM0003795



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Caseína Quinasa 2 alfa validado para WB y ELISA. Dirigido contra CSNK2A1 humana, una quinasa clave en las vías del ciclo celular, apoptosis, transcripción y reparación del ADN. Para uso investigativo, no apto para diagnóstico.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Especificación                                                                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | [Kd Validado] Caseína Quinasa 2 alfa (CSNK2A1) mAb de conejo                   |
| Observaciones/Alias | CKII, Cka1, Cka2, CK2A1, OCNDS, [Kd Validado] Caseína Quinasa 2 alfa (CSNK2A1) |
| Especie             | Humano                                                                         |
| GeneID (humano)     | 1457                                                                           |
| GeneID              | 1457                                                                           |
| Inmunógeno          | Péptido sintético                                                              |
| Origen              | Conejo                                                                         |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                       |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                      |
| Reactividad cruzada | Humano                                                                         |
| SWISS               | P68400                                                                         |
| Peso de la proteína | 45 kDa                                                                         |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                 |