

[Validado Por Kd] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cat1 Para Wb - P30825

Número de artículo: CM0028158

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el transportador de aminoácidos catiónicos de alta afinidad 1 (CAT1/SLC7A1) validado para aplicaciones de Western blot y ELISA; detecta CAT1 humano y de ratón. Adecuado para estudios de transporte y receptores virales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] pAb de Conejo contra CAT1
Observaciones/Alias	ERR; ATRC1; CAT-1; HCAT1; REC1L
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6541
GeneID	6541
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de SLC7A1 humano (NP_003036.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P30825
Peso Proteico	68kDa
Envío	Bolsa de hielo