


[Kd Validado] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd98/Slc3A2 Para Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P08195

Número de artículo: CM0005096



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KD contra la proteína humana CD98/SLC3A2 (4F2hc), validado para WB, IF/ICC, FC y ELISA. Esencial para el transporte de aminoácidos, la señalización de integrinas y la entrada viral. Ideal para investigación sobre cáncer e infecciones.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KD Validado] CD98/SLC3A2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC; CD98/SLC3A2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6520
GeneID	6520
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 206-630 de la proteína CD98/SLC3A2 humana (NP_002385.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P08195
Peso de la proteína	57kDa/61kDa/67kDa/68kDa/71kDa
Envío	Bolsa de hielo