


[Validado Por Kd] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cox Iv Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P13073

Número de artículo: CM0019735



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo se dirige a la subunidad IV del citocromo c oxidasa humano (COX IV), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata, siendo ideal para estudios de transporte de electrones mitocondrial y fosforilación oxidativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] COX IV Rabbit pAb
Observaciones/Alias	COX4; COXIV; COX4-1; COXIV-1; MC4DN16; COX IV-1; [Validado por KD] COX IV
Especie	Humano
GeneID (humano)	1327
GeneID	1327
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-98 de COX IV humano (NP_001852.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13073
Peso de la proteína	20kDa
Envío	Bolsa de hielo