


[Kd Validado] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Crebbp Para Wb/If/Ihc - Q92793

Número de artículo: CM0009257



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo CREBBP confiable, validado para aplicaciones de knockdown. Detecta CREBBP humano, de ratón y de rata en WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. UniProt: Q92793.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KD Validado] CREBBP mAb de Conejo
Observaciones/Alias	CBP; RSTS; KAT3A; MKHK1; RSTS1
Especies	Humano
GeneID (Humano)	1387
GeneID	1387
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 2343-2442 de CREBBP humano (NP_004371.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92793
Peso Molecular de la Proteína	265kDa
Envío	Bolsa de hielo