


[Validado Por Kd] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cyb5R3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00387

Número de artículo: CM0005014



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KD dirigido contra CYB5R3 humano (DIA1/B5R) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Proteína de 34kDa. Ideal para investigación en metabolismo y eritropoyesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] Anticuerpo Monoclonal de Conejo CYB5R3
Observaciones/Alias	B5R; DIA1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1727
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 27-301 de CYB5R3 humano (NP_000389.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00387
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo