


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ciclofilina F Validado Por Kd Para Wb, Ihc-P Y Elisa - P30405

Número de artículo: CM0009828



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KD dirigido contra la ciclofilina F humana (PPIF, CypD). Aplicaciones: WB, IHC-P y ELISA. Ideal para la investigación de la apoptosis mitocondrial, la necrosis y el poro de transición de permeabilidad. Peso molecular: 22 kDa; presenta reactividad cruzada con muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] mAb de conejo contra la ciclofilina F
Observaciones/alias	CYP3; CypD; CyP-M; Cyp-D
Especie	Humana
GeneID (humano)	10105
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 108-207 de la ciclofilina F humana (NP_005720.1)
Origen	V
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P30405
Peso de la proteína	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo