

[Kd Validado] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Dec1 Para Wb, Elisa - O14503

Número de artículo: CM0007310

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra DEC1 humano (BHLHE40), validado para Western blot y ELISA. Diseñado para la investigación del ritmo circadiano, la transcripción y la diferenciación de condrocitos. SWISS: O14503.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Kd Validado] mAb de conejo contra DEC1
Observaciones/Alías	DEC1; HLHB2; BHLHB2; Clast5; SHARP2; STRA13; Stra14; SHARP-2
Especie	Humana
GeneID (humano)	8553
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 121-300 de DEC1 humano (NP_003661.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	O14503
Peso molecular de la proteína	46 kDa
Envío	Bolsa de hielo