

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Dnmt1 Validado Por Kd Para Wb, Ip, Elisa - P26358

Número de artículo: CM0003731



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo validado por KD que se dirige a DNMT1 humano. Validado para WB, IP, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Adecuado para estudiar la metilación del ADN, la herencia epigenética y el desarrollo del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	[Validado por KD] DNMT1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.Hsal; [Validado por KD] DNMT1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1786
ID de Gen	1786
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P26358
Peso Proteico	183kDa
Envío	Bolsa de hielo