


Anticuerpo Monoclonal Anti-Dync1H1 Validado Por Kd Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14204

Número de artículo: CM0009089



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KD que se dirige a DYNC1H1 humano. Adecuado para aplicaciones WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Específico para la cadena pesada 1 de dineína citoplasmática.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] DYNC1H1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	p22; DHC1; DNCL; DYHC; HL-3; CMT20; DHC1a; DNCH1; DNECLC1; CDCBM13; SMALED1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1778
GeneID	1778
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-210 de DYNC1H1 humano (NP_001367.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14204
Peso Proteico	532kDa
Envío	Bolsa de hielo