

[Kd Validado] Anticuerpo Monoclonal Anti-Echs1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30084

Número de artículo: CM0010178



Introducción

[KD Validado] ECHS1 Conejo mAb para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconoce ECHS1 humano, de ratón, de rata. Inmunógeno recombinante; se dirige a la enoil-CoA hidratasa en investigación de oxidación de ácidos grasos y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KD Validado] ECHS1 Conejo mAb
Observaciones/Alias	SCEH; mECH; mECH1; ECHS1D
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1892
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-290 de ECHS1 humano (NP_004083.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P30084
Peso Molecular de la Proteína	31kDa
Envío	Bolsa de hielo