


## [Validado Por Kd] Anti-Egfr Conejo Polymab® Para Wb, If/Icc, Elisa - P00533

Número de artículo: CM0005827



### Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo anti-EGFR [Validado por KD] para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona con EGFR humano, un receptor tirosina quinasa clave involucrado en cáncer y transducción de señales. Ideal para investigación en oncología y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | [Validado por KD] EGFR Conejo PolymAb®                                                      |
| Observaciones/Alias | EGFR; ERBB; ERBB1; HER1; NISBD2; PIG61; mENA; receptor del factor de crecimiento epidérmico |
| Especie             | Humano                                                                                      |
| ID del Gen (Humano) | 1956                                                                                        |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante de EGFR humano                                                        |
| Origen              | Conejo                                                                                      |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                    |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                           |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                      |
| SWISS               | P00533                                                                                      |
| Peso Proteico       | 44kDa/69kDa/77kDa/134kDa                                                                    |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                              |