

[Validado Por Kd] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Eif4E Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P06730

Número de artículo: CM0023617



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra eIF4E humano, un factor de iniciación de la traducción. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona con eIF4E humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la traducción dependiente de cap y la exportación de mRNA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	[Validado por KD] eIF4E pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CBP; EIF4F; AUTS19; EIF4E1; eIF-4E; EIF4EL1; 4E
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1977
GeneID	1977
Inmunógeno	Péptido sintético; Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del eIF4E humano (NP_001959.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P06730
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo