


[Kd Validado] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cadena Ligera De Ferritina (Ftl) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P02792

Número de artículo: CM0002011



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la cadena ligera de ferritina humana (FTL). Validado para WB, IHC-P, ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón, rata. Útil para estudios de homeostasis del hierro y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KD Validado] Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-Cadena Ligera de Ferritina
Observaciones/Alias	LFTD; NBIA3; Cadena Ligera de Ferritina
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2512
ID del Gen	2512
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-175 de la Cadena Ligera de Ferritina humana (NP_000137.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02792
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo