

[Kd Validado] Anticuerpo Policlonal Anti-Fgfr3 Para Wb, Fc Y Elisa - P22607

Número de artículo: CM0019096



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KD dirigido contra FGFR3 humano (P22607), adecuado para Western blot, citometría de flujo y ELISA. FGFR3, una tirosina cinasa receptora, desempeña funciones clave en el desarrollo esquelético y la oncogénesis, lo que lo convierte en un objetivo de investigación fundamental.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KD Validado] pAb de conejo contra FGFR3
Observaciones/Alias	FGFR3; ACH; CD333; CEK2; HSFGR3EX; JTK4; receptor 3 del factor de crecimiento de fibroblastos
Especie	Humano
GeneID (humano)	2261
GeneID	2261
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-375 de FGFR3 humano (NP_000133.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P22607
Peso de la proteína	75 kDa/85 kDa/87 kDa/88 kDa
Envío	Bolsa de hielo