

[Validado Por Kd] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Galc Para Wb, Ihc-P, Elisa - P54803

Número de artículo: CM0006996

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la galactocerebrosidasa (GALC) humana, validado para Western blot, inmunohistoquímica y ELISA. Detecta GALC humana, de ratón y de rata (~77 kDa). Ideal para la investigación de trastornos de almacenamiento lisosomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] GALC mAb de conejo
Observaciones/Alias	GALC; galactocerebrosidasa
Especie	Humano
GeneID (humano)	2581
GeneID	2581
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-300 de la GALC humana (NP_000144.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P54803
Peso proteico	77kDa
Envío	Bolsa de hielo