

[Kd Validado] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Glucosa-6-Fosfato Isomerasa Para Wb, Elisa - P06744

Número de artículo: CM0010683



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KD dirigido a la glucosa-6-fosfato isomerasa (GPI) humana. Participa en la glucólisis y funciona como la citoquina AMF y la neuroleucina NLK. Validado para Western blot (WB) y ELISA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Kd Validado] Anticuerpo monoclonal de conejo anti-glucosa-6-fosfato isomerasa
Observaciones/Alias	AMF; NLK; PGI; PHI; GNPI; SA36; SA-36; [Kd Validado] glucosa-6-fosfato isomerasa
Especie	Humano
ID del Gen	2821 (Humano)
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1-100 de la Glucosa 6 fosfato isomerasa humana (P06744)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P06744
Peso Proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo