

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Gm130 Validado Por Kd Para Wb, If/Icc, Ihc-P Y Elisa - Q08379

Número de artículo: CM0010632



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KD dirigido contra GM130 (GOLGA2) para Western blot, inmunofluorescencia, IHC y ELISA. Detecta proteínas humanas, de ratón y de rata. Adecuado para investigaciones sobre el aparato de Golgi y la división celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GM130 mAb de conejo [validado por KD]
Observaciones/Alias	GM130; DEDHMB
Especie	Humano
ID del gen (humano)	2801
ID del gen	2801
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-300 de GM130 humano (NP_004477.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q08379
Peso de la proteína	113 kDa
Envío	Bolsa de hielo