

[Kd Validado] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gpld1 Para Wb, Elisa - P80108

Número de artículo: CM0020054

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-GPLD1 de alta calidad [KD Validado] validado para WB y ELISA, que reconoce GPLD1 humano y de ratón (~92 kDa). Ideal para el estudio de la escisión del anclaje GPI y las vías de señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KD Validado] GPLD1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PLD; GPIPLD; PIGPLD; GPIPLDM; PIGPLD1; [KD Validado] GPLD1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	2822
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-160 de GPLD1 humano (NP_001494.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P80108
Peso molecular de la proteína	92 kDa
Envío	Bolsa de hielo