


[Validado Por Kd] Anticuerpo Policlonal Anti-Gpx4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P36969

Número de artículo: CM0022677



Introducción

[Validado por KD] anticuerpo policlonal de conejo contra GPX4, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Esencial para estudiar la ferroptosis y el estrés oxidativo. Proteína de 22kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] GPX4 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MCSP; SMDS; GPx-4; PHGPx; snGPx; GSHPx-4; snPHGPx; GPX4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2879
GeneID	2879
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 74-197 de GPX4 (NP_002076.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P36969
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo