

Anticuerpo Policlonal De Conejo Kd Validado Contra Hnrnpa2B1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P22626

Número de artículo: CM0026205



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KD contra HNRNPA2B1 humana. Adecuado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de procesamiento, transporte de ARN e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] HNRNPA2B1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RNPA2; HNRPA2; HNRPB1; SNRPB1; HNRNPA2; HNRNPB1; IBMPFD2; HNRPA2B1; B1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	3181
ID del gen	3181
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 150-250 de HNRNPA2B1 humana (NP_112533.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22626
Peso molecular de la proteína	37kDa
Envío	Bolsa de hielo