


[Kd Validado] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hsp90B1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P14625

Número de artículo: CM0008758



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra HSP90B1 (GRP94), validado por KD, para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la función de las chaperonas del RE y las vías de señalización Wnt/TLR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-HSP90B1 [validado por KD]
Observaciones/alias	ECGP; GP96; TRA1; GRP94; HEL35; HEL-S-125m
Especie	Humano
GeneID (humano)	7184
GeneID	7184
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 616-715 de HSP90B1 humano (NP_003290.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P14625
Peso de la proteína	92 kDa
Envío	Bolsa de hielo