

Anticuerpo Monoclonal Anti-IL13 Validado Por Kd Para Wb Y Elisa - P35225

Número de artículo: CM0006451



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra IL13 humana validado por KD, apto para Western blot y ELISA. Inmunógeno recombinante (aa 25-146). Reconoce a la IL13 humana. Para estudios de inflamación alérgica y respuesta inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] Anti-IL13 mAb de conejo
Observaciones / Alias	P600; IL-13; [Validado por KD] IL13
Especie	Humana
ID del gen	3596
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-146 de la IL13 humana. (NP_002179.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P35225
Peso de la proteína	16kDa
Envío	Bolsa de hielo