

[Validado Por Kd] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Integrina Alfa 5 (Itga5/Cd49E) Para Wb, If/Icc, Elisa - P08648

Número de artículo: CM0007158



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KD dirigido contra la Integrina alfa-5 (ITGA5/CD49e) humana. Confirmado para WB, IF/ICC y ELISA. Ideal para la investigación del receptor de fibronectina y la adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Integrina alfa 5 (ITGA5/CD49e) [Validado por KD]
Observaciones/Alias	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A; Integrina alfa 5 (ITGA5/CD49e) [Validado por KD]
Especie	Humana
ID del gen	3678
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 42-995 de la Integrina alfa 5 (ITGA5/CD49e) humana (NP_002196.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P08648
Peso de la proteína	115 kDa
Envío	Bolsa de hielo