


[KD Validado] Anticuerpo Policlonal Anti-Isg15 Para Wb, Elisa - P05161

Número de artículo: CM0019410



Introducción

[KD Validado] Anticuerpo policlonal de conejo contra ISG15 humano (G1P2, UCRP), validado para WB y ELISA. Adecuado para investigación en inmunidad innata, defensa antiviral e ISGilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KD Validado] ISG15 Conejo pAb
Observaciones/Alias	G1P2; IP17; UCRP; IFI15; IMD38; hUCRP; [KD Validado] ISG15
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	9636
ID Gen	9636
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-165 de ISG15 humano (NP_005092.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P05161
Peso Molecular de la Proteína	18kDa
Envío	Bolsa de hielo