

[Validado Por Kd] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Lxr Beta/Ner Para Wb, Ip, Elisa - P55055

Número de artículo: CM0007825



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra LXR beta/NER humano (NR1H2), validado para western blot, inmunoprecipitación y ELISA. Ideal para la investigación del metabolismo del colesterol y receptores nucleares. Reactividad cruzada con humano. - P55055

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] mAb de conejo anti-LXR beta/NER
Observaciones/Alias	NER; UNR; LXRb; LXR-b; NER-I; RIP15
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7376
GeneID	7376
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de LXR beta/NER humano (NP_009052.4).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P55055
Peso de la proteína	51 kDa
Envío	Bolsa de hielo