


[Kd Validado] Anticuerpo Policlonar Anti-Mad1/Mad1L1 Para Wb, Elisa - Q9Y6D9

Número de artículo: CM0023179



Introducción

Anticuerpo policlonar de conejo anti MAD1/MAD1L1 humano, validado para Western blot y ELISA. Adecuado para estudios de punto de control del ensamblaje del huso mitótico y mitosis, con reactividad cruzada a muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KD Validado] MAD1/MAD1L1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MAD1; MVA7; PIG9; TP53I9; TXBP181; [KD Validado] MAD1/MAD1L1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8379
GeneID	8379
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 351-718 de MAD1/MAD1L1 humano (NP_003541.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonares
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y6D9
Peso Molecular	83kDa
Envío	Bolsa de hielo