


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mccc1 Validado Por Kd Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q96Rq3

Número de artículo: CM0004749



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KD contra MCCC1, que reconoce especies humanas, de ratón y de rata. Adecuado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Ideal para la investigación del catabolismo de la leucina y la 3-metilcrotonilglicinuria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] MCCC1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	MCCA; MCC-B; MCCCalpha; [Validado por KD] MCCC1
Especie	Humano
GenelD (humano)	56922
GenelD	56922
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96RQ3
Peso Proteico	80kDa
Envío	Bolsa de hielo