

[Validado Por Kd] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mettl3 Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q86U44

Número de artículo: CM0002609



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la METTL3 humana (subunidad catalítica de la N6-adenosina-metiltransferasa), validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en epitranscriptómica que involucre modificaciones de ARN m6A y regulación génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] METTL3 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	M6A; IME4; Spo8; MT-A70; hMETTL3; METTL3
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	56339
ID del gen	56339
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2-250 de la METTL3 humana (Q86U44).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86U44
Peso de la proteína	64kDa
Envío	Bolsa de hielo