


[Kd Validado] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mif Para Wb, If/Icc, Elisa - P14174

Número de artículo: CM0022834



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MIF humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Para la investigación del factor inhibidor de la migración de macrófagos en inflamación e inmunidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KD Validado] MIF pAb de conejo
Observaciones/alias	GIF; GLIF; MMIF; IF
Especie	Humano
GeneID (humano)	4282
GeneID	4282
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2-115 de MIF humano (NP_002406.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P14174
Peso de la proteína	12 kDa
Envío	Bolsa de hielo