

## [Validado Por Kd] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mrp4/Abcc4 Para Wb, Elisa - O15439

Número de artículo: CM0006994



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KD dirigido contra MRP4/ABCC4 humana, validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de resistencia a múltiples fármacos, estudios de transporte e investigación de señalización por nucleótidos cíclicos.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | [Validado por KD] MRP4/ABCC4 Rabbit mAb                                                                                                   |
| Notas/Alias         | MRP4; MOATB; MOAT-B; C4                                                                                                                   |
| Especie             | Humano                                                                                                                                    |
| ID del gen (Humano) | 10257                                                                                                                                     |
| ID del gen          | 10257                                                                                                                                     |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1067-1325 de MRP4/ABCC4 humana (NP_005836.2) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                    |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                  |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                 |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                       |
| SWISS               | O15439                                                                                                                                    |
| Peso de la proteína | 150kDa                                                                                                                                    |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                            |