


[Validado Por Kd] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mrpl13 (Wb, Ihc-P, Elisa) - Q9Byd1

Número de artículo: CM0005285



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo MRPL13 validado por KD que reconoce la proteína MRPL13 humana, de ratón y de rata. Adecuado para WB, IHC-P, ELISA. Dirigido a la proteína ribosómica mitocondrial uL13m (Q9BYD1). Ideal para estudios de traducción mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] Anticuerpo monoclonal de conejo MRPL13
Observaciones/Alias	L13; L13A; L13mt; RPL13; RPML13
Especie	Humano
GenelD (Humano)	28998
GenelD	28998
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 70-178 del MRPL13 humano (NP_054797.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BYD1
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo