

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mrpl53 Validado Por Kd Para Wb, Elisa - Q96EI3

Número de artículo: CM0018965



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KD dirigido contra la proteína MRPL53 humana (proteína mL53 de la subunidad grande del ribosoma mitocondrial). Adecuado para Western blot y ELISA, ideal para estudios de traducción mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] pAb de Conejo MRPL53
Observaciones/Alias	mL53; L53MT
Especie	Humano
GeneID (Humano)	116540
GeneID	116540
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-112 de la MRPL53 humana (NP_444278.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q96EL3
Peso Proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo