

[Validado Por Kd] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mrps18C Para Wb, Elisa - Q9Y3D5

Número de artículo: CM0022561



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KD que se dirige a MRPS18C humano (proteína ribosomal mitocondrial bS18m). Adecuado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano. Compatible con estudios de traducción mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] MRPS18C pAb de Conejo
Observaciones/Alias	bS18m; CGI-134; S18mt-c; MRPS18-1; mrps18-c; MRP-S18-1; MRP-S18-c; MRPS18C
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51023
GeneID	51023
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de MRPS18C humano (NP_057151.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y3D5
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo