

Anticuerpo Policlonal Anti-Mtmr3 Validado Por Kd Para Wb Y Elisa - Q13615

Número de artículo: CM0015989



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KD contra MTMR3 humano (ZFYVE10, FYVE-DSP1). Adecuado para Western blot (WB) y ELISA. Se dirige a una fosfatasa lipídica crítica para el metabolismo de PI3P y la citocinesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	[Validado por KD] MTMR3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ZFYVE10; FYVE-DSP1; [Validado por KD] MTMR3
Especie	Humano
GenelD (Humano)	8897
GenelD	8897
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 640-810 de MTMR3 humano (NP_066576.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q13615
Peso Molecular de la Proteína	134kDa
Envío	Bolsa de hielo