

[Validado Por Kd] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mtor Para Wb, Ihc-P, Elisa - P42345

Número de artículo: CM0006469



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-mTOR validado por KD para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con mTOR humano, de ratón y de rata; se dirige al regulador central del metabolismo y el crecimiento. Ideal para aplicaciones de investigación y diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] mTOR Rabbit mAb
Observaciones/Alias	FRAP, FRAP1, FRAP2, RAFT1, RAPT1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2475
ID de Gen	2475
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42345
Peso Proteico	289 kDa
☐☐☐	Bolsa de hielo