


## Anticuerpo Policlonal Anti-Ndufa13/Grim19 Validado Por Kd Para Wb, Elisa - Q9P0J0

Número de artículo: CM0025457



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NDUFA13/GRIM19 validado por KD, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación del complejo I mitocondrial y la apoptosis.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | [Validado por KD] NDUFA13/GRIM19 pAb de conejo                                                                                            |
| Observaciones/Alias | B16.6; CDA016; CGI-39; GRIM19; GRIM-19; MC1DN28; [Validado por KD] NDUFA13/GRIM19                                                         |
| Especie             | Humano                                                                                                                                    |
| GeneID (humano)     | 51079                                                                                                                                     |
| GeneID              | 51079                                                                                                                                     |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-144 de NDUFA13/GRIM19 humano (NP_057049.5) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                    |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                                  |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                 |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                       |
| SWISS               | Q9P0J0                                                                                                                                    |
| Peso de la proteína | 17 kDa                                                                                                                                    |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                            |