

Anticuerpo Policlonal Anti-Nf2 Validado Por Kd Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P35240

Número de artículo: CM0014198



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NF2 humano (Merlín), un supresor tumoral de la vía Hippo. Validado para WB, IF/ICC, IP y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en cáncer y neurofibromatosis tipo 2.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] NF2 Rabbit pAb
Notas / Alias	ACN; SCH; BANF; merlín-1; F2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4771
GeneID	4771
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35240
Peso de la proteína	70kDa
Envío	Bolsa de hielo