

[Validado Por Kd] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nf2/Merlin Para Wb, Ihc-P Y Elisa - P35240

Número de artículo: CM0004018



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo validado por KD contra NF2/Merlin humano, adecuado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Para estudios de supresor tumoral y señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] mAb de Conejo NF2/Merlin
Observaciones/Alias	ACN; SCH; BANF; merlina-1; en
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4771
GeneID	4771
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 347-595 de NF2/Merlin humano (NP_000259.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35240
Peso Proteico	70kDa
Envío	Bolsa de hielo