

[KD Validado] Anticuerpo Monoclonal Anti-Pcsk9 (Proproteína Convertasa 9) Para Wb Y Elisa - Q8Nbp7

Número de artículo: CM0003312



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KD contra la PCSK9 (Proproteína Convertasa 9) humana. Adecuado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humanos. Para investigación sobre la homeostasis del colesterol y la degradación del receptor de LDL.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KD Validado] Proproteína Convertasa 9 (PCSK9) mAb de conejo
Observaciones/Alias	FH3; PC9; FHCL3; NARC1; LDLQC1; NARC-1; HCHOLA3; [KD Validado] Proproteína Convertasa 9 (PCSK9)
Especie	Humano
GeneID (humano)	255738
GeneID	255738
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 593-692 de la PCSK9 humana (NP_777596.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8NBP7
Peso de la proteína	74kDa
Envío	Bolsa de hielo