

Anticuerpo Policlonado Pdxk Validado Por Kd Para Wb, If/Icc Y Elisa - 000764

Número de artículo: CM0021645



Introducción

Anticuerpo policlonado de conejo validado por KD contra la piridoxal quinasa humana (PDXK), apto para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre el metabolismo de la vitamina B6.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] PDXK Rabbit pAb
Notas/Alias	PKH; PNK; HMSN6C; PRED79; C21orf97; HEL-S-1a; C21orf124; PDXK
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8566
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 213-312 de la PDXK humana (NP_003672.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00764
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo