

[Validado Por Kd] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Phf11 Para Wb, Elisa - Q9UIL8

Número de artículo: CM0006400

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PHF11 (BCAP), validado por KD, adecuado para WB y ELISA. Detecta PHF11 en muestras humanas, de ratón y de rata. Es útil para estudiar las respuestas inmunitarias de tipo Th1 y la regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-PHF11 [Validado por KD]
Observaciones/Alias	APY; BCAP; IGEL; IGER; IGHER; NYREN34; NY-REN-34; PHF11 [Validado por KD]
Especie	Humana
GeneID (humano)	51131
GeneID	51131
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-321 de PHF11 humano NP_001035533.1
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón, de rata
SWISS	Q9UIL8
Peso de la proteína	38 kDa
Envío	Bolsa de hielo