

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Polr2L Validado Por Kd Para Wb, Ihc-P, Elisa - P62875

Número de artículo: CM0004764

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo validado por KD contra POLR2L (RPB10). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Adecuado para investigación de ARN polimerasa y estudios de transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] Anticuerpo monoclonal de conejo POLR2L
Observaciones/Alias	RBP10; RPB10; RPABC5; RPB7.6; hRPB7.6; RPB10beta
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5441
ID del gen	5441
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62875
Peso proteico	8kDa
Envío	Bolsa de hielo