

[Kd Validado] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ptbp1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P26599

Número de artículo: CM0007173



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-PTBP1 validado por KD, validado para aplicaciones WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Detecta PTBP1 de humano, ratón y rata. Ideal para investigación en empalme de pre-ARNm y regulación de empalme alternativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KD Validado] PTBP1 Rabbit mAb
Notas/Alias	PTB; PTB2; PTB3; PTB4; pPTB; HNRPI; PTB-1; PTB-T; HNRNPI; HNRNP-I; P1
Especie	Humano
GeneID	5725
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos entre 1-100 de PTBP1 humano (NP_114368.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P26599
Peso de la proteína	60kDa
Envío	Bolsa de hielo