

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rab27A Validado Por Kd Para Wb, If, Ihc, Elisa - P51159

Número de artículo: CM0006022



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-RAB27A validado por KD para Western blot (WB), inmunofluorescencia (IF), inmunohistoquímica (IHC) y ELISA. Reconoce RAB27A humano, de ratón y de rata. Ideal para estudios de tráfico de membranas y exocitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] Anticuerpo monoclonal de conejo RAB27A
Observaciones/Alias	GS2; RAM; RAB27; HsT18676; RAB27A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5873
GeneID	5873
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-221 de la RAB27A humana (NP_004571.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51159
Peso Molecular de la Proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo