


[Kd Validado] Anticuerpo Policlonal Anti-Rarg Para Wb Y Elisa - P13631

Número de artículo: CM0021381



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KD dirigido contra el receptor gamma de ácido retinoico humano (RARG). Apto para Western blot y ELISA. Detecta una proteína de ~50 kDa involucrada en la regulación génica, el desarrollo y el crecimiento esquelético.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KD Validado] RARG Conejo pAb
Observaciones/Alias	RARC; NR1B3; RARGgamma; [KD Validado] RARG
Especie	Humano
ID del Gen (humano)	5916
ID del Gen	5916
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-70 del RARG humano (NP_000957.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P13631
Peso Molecular de la Proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo