


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Kd Validado Contra Rhot1/Miro1 Para Wb Y Elisa - Q8Ixi2

Número de artículo: CM0007289



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KD que se dirige a RHOT1/MIRO1, una GTPasa Rho mitocondrial implicada en el tráfico y la fisión. Adecuado para western blot y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] RHOT1/MIRO1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ARHT1; MIRO1; MIRO-1; [Validado por KO/KD] RHOT1/MIRO1
Especie	Humana
GeneID (humano)	55288
GeneID	55288
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 310-590 de RHOT1/MIRO1 humano (NP_060777.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IXI2
Peso de la proteína	71kDa
Envío	Bolsa de hielo